

Recolección con hisopo de muestras de lesiones en personas con genitales masculinos

A continuación, le detallamos los pasos que debe seguir cada día para recoger muestras con un hisopo en una zona con lesión. Para ver el vídeo explicativo, escanee el código.



Cuestiones importantes que debe tener en cuenta antes de recoger las muestras:



Procure estar en un lugar donde nadie pueda entrar o en un baño.



Recoja las muestras antes de bañarse o ducharse, o una hora después, como mínimo.



Lávese y séquese bien las manos.



No toque la punta del hisopo.



Rellene todos los campos en la etiqueta del vial.

01

Recoja la muestra de las últimas vesículas (ampollas) o úlceras que le hayan salido o de aquellas que estén más rojas, más húmedas o que tengan peor aspecto. Si presenta las lesiones debajo del prepucio, retráigalo y aplique el hisopo en esa zona.



Sus lesiones pueden presentar un aspecto diferente.

02


Frote firmemente la zona de la lesión realizando movimientos circulares durante, al menos, 10 a 15 segundos. Haga girar el hisopo varias veces para que todo el hisopo haya quedado expuesto a las lesiones. Aplique el hisopo en toda la zona con lesiones para que la muestra incluya todos los diferentes tipos de lesión que pueda tener. Evite aquellas zonas que presenten costras o estén cicatrizando.



Como mínimo, durante 10 a 15 segundos


03

En caso de que tenga ampollas llenas de líquido, frote algunas de ellas con el extremo contrario, sin algodón, del hisopo. Acto seguido, por la parte que tiene el algodón, frote firmemente la zona de piel que hay debajo para que el líquido impregne el hisopo.



04

Introduzca el hisopo en el vial y, cogiéndolo del extremo superior para que sobresalga un poco, doble el vástago o córtelo para asegurarse de que el tapón del tubo se puede cerrar correctamente. Hágalo con cuidado para que no se derrame el contenido del vial. Enrosque bien el tapón del vial para que no se produzcan fugas.



Cuestiones importantes que debe tener en cuenta después de recoger las muestras:



Pegue la etiqueta alrededor del vial asegurándose de que toda la información se ve correctamente.



Vuelva a lavarse y secarse bien las manos.



Rellene el diario electrónico, siguiendo las indicaciones que le han dado.

En caso de cualquier duda, pregunte al/a la médico/a o enfermero/a del estudio.